

APPLIX] Ernæringspumpe

- med de mange fordele



- Sikkerhed
- Flexibilitet
- Omfattende alarmfunktioner

ENTERAL NUTRITION



Fresenius
Kabi

Caring for Life

APPLIX Ernæringspumpe

+ Sikkerhed

- Betjeningsvenligt display, der gør det let at programmere
- Tastaturlås forhindrer uønskede ændringer af programmeringen
- Patenteret slangeklemme beskytter mod frit flow
- Mulighed for tilslutning af et nødkaldssystem for at sikre hurtig information og reaktion
- Stænkæt design gør det let at rengøre pumpen

+ Fleksibilitet

- Høj tilførselshastighed 1-600 ml/time og mulighed for høj volumen 1-5000 ml
- Mulighed for tilslutning af dobbeltsæt, hvis både ernæring samt ekstra væske er påkrævet (VISION)
- Automatisk fyldefunktion af enteralsæt
- Informationsdisplay, der viser, hvor meget ernæring, der er doseret
- Kan anvendes både på hospital og i hjemmet
- Integreret data interface muliggør patientmonitorering
- Let for patienten at være mobil (levetid på batteri: 24 timer ved 125 ml/time)
- Lav vægt 480 g.

+ Omfattende alarmfunktioner

- Alarm for driftsstop og okklusion
- Visuelle alarmkoder samt mulighed for regulering af lydstyrke

Pumper og tilbehør

	Vare-nummer	SMART	VISION
Pumper			
APPLIX SMART	7751981		
APPLIX VISION	7751881		
Ernæringsposer			
APPLIX Ernæringspose til bæltetaske	7751711	X	X
APPLIX Duo-ernæringspose	7752041	X	X
Enteralsæt			
APPLIX Enteralsæt til flaske	7751721	X	X
APPLIX Enteralsæt til EasyBag	7751731	X	X
APPLIX Varioline universal enteralsæt	7751691	X	X
APPLIX Twin-enteralsæt til pumpe	7751681		X
Øvrigt tilbehør			
APPLIX EasyBag rygsæk	7751361	X	X
APPLIX Duo-taske	7902011	X	X
APPLIX Bæltetaske	7750501	X	X
APPLIX Bordholder	7751081	X	X
APPLIX Adapter til bordholder	7982101	X	X
APPLIX Dropstativ	7982071	X	X